

# ETAPY LECZENIA

## Uzupełnienie pojedynczego zęba implantem nowej generacji

**1 KONSULTACJA**  
Badanie tomografii komputerowej 3D, zaplanowanie zabiegu implantacji.

**2 MIKROSKOPOWE ZAŁOŻENIE IMPLANTU**  
Sam zabieg, nie licząc przygotowań, trwa ok. 4 minut. Pacjent otrzymuje uzupełnienie tymczasowe, które użytkuje do momentu wykonania ostatecznej pracy protetycznej na implantach.



ok. 2-3 miesiące  
osteointegracja implantu

**3 LASEROWE ODSŁONIĘCIE IMPLANTU**  
Założenie elementu kształtującego dziąsło.

ok. 2 tygodnie  
kształtowanie dziąsła

**4 WYCISKI Z POZIOMU IMPLANTU**  
Wykonywane przy użyciu skanera 3D (z wykorzystaniem *scan body*) lub transferu wyciskowego. Dobór koloru korony przez technika dentystrycznego.

ok. 10 dni roboczych  
łącznik i korona przygotowywane są w laboratorium

**5 OSADZENIE TYMCZASOWE ŁĄCZNIKA I KORONY**

- ▶ usunięcie elementu kształtującego dziąsło
- ▶ przykręcenie łącznika do implantu
- ▶ osadzenie korony na cement tymczasowy, dający Pacjentowi możliwość adaptacji i wprowadzenia ewentualnych korekt



**6 OSTATECZNE OSADZENIE KORONY**  
Po okresie adaptacji (ok. 2 tygodnie) korona osadzana jest na stałe.